



標準修理価格表

2026年9月21日改訂版


本標準修理価格表には消費税は含まれておりません
価格・内容は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください


< 目 次 >

品 目	ページ
タービン	2～11
マイクロモーター	12～22
スリーウェイシリンジ	23～27
クイックストレート（トルクテックST-DH/ST-13T/ ST-21U）	28～30
ストレートハンドピース TR-MST	31
クイックコントラアングル（トルクテックCA-DC/ CA-DC-O/CA-5IF-O/CA-10RC/CA-10RC-O/ CA-4R-PP/CA-4R-O-PF/CA-10RC-ENDO）	32～37
クイックコントラヘッド QL-23B クイックコントラシャンク TS-112	38
クイックコントラセット QL-23B・TS-112	39
クイックコントラヘッド QL-26B クイックコントラシャンク US-121/US-121L	40
クイックコントラセット QL-26B・US-121/US-121L	41
コントラアングル TL-22B	42

＜ ご 案 内 ＞

(例)

TR モーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		TR-91-O	107090180	7090180
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調製料		10,900	* 左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額いたします。
②	ボールベアリング		4,300	
③	コイルモールド		22,800	
④	Oリング一式		1,860	
⑤	テンションリング		4,820	
⑥	セグメント		3,600	
⑦	ランプ		4,380	
		標準修理価格合計 ￥ 52,660		

⑧	ローター		16,300	
⑨	リング接点		7,800	
⑩	接続筒		25,000	
⑪	ランプホルダー		5,160	
⑫	フレームカバー		8,380	

* ⑥セグメント、⑦ランプは単独で部品としても販売しております

標準修理価格合計より高額になる場合は、お見積りさせていただき、低額となる場合には、お見積りせずにそのまま修理を進めさせていただきます。



ツインパワータービン s	品 目	新品目コード	旧品目コード
	S A R - E D I	107050660	7050660
	S A R - S D I	107050680	7050680
	S A R - M D I	107050700	7050700
	S A R - E - O D I	107050670	7050670
	S A R - S - O D I	107050690	7050690
	S A R - M - O D I	107050710	7050710
部 品 名	写 真	価 格	備 考
① 分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せず に使用し、価格合計より 減額致します。
② カプセルカートリッジ		36,800	
③ ヘッドキャップ		7,300	
標準修理価格合計 ￥49,100			

④ 固定接手		3,100	
--------	---	-------	--

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	SAR-EDI	SAR-SDI	SAR-MDI
新商品コード	105010885	105010847	105010886
旧商品コード	5010885	5010847	5010886

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。



ツインパワータービン s	品 目	新品目コード	旧品目コード
	SAR-EXDI	107050714	7050714
	SAR-XDI	107050727	7050727
	SAR-MXDI	107050715	7050715
	SAR-EX-ODI	107050711	7050711
	SAR-X-ODI	107050712	7050712
	SAR-MX-ODI	107050713	7050713
部 品 名	写 真	価 格	備 考
① 分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より 減額致します。
② カプセルカートリッジ		36,800	
③ ヘッドキャップ		7,300	
標準修理価格合計 ￥49,100			

④ ボディケースC		3,800	
⑤ 固定接手		3,100	

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	SAR-EXDI	SAR-MXDI	SAR-XDI
新商品コード	105010885	105010886	105010887
旧商品コード	5010885	5010886	5010887

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。



ツインパワータービン p	品 目	新品目コード	旧品目コード
	P A R - E D I	107050540	7050540
	P A R - S D I	107050560	7050560
	P A R - M D I	107050580	7050580
	P A R - E - O D I	107050550	7050550
	P A R - S - O D I	107050570	7050570
	P A R -- M - O D I	107050590	7050590
部 品 名	写 真	価 格	備 考
① 分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
② カプセルカートリッジ		36,800	
③ プッシュキャップ		12,000	
標準修理価格合計 ￥53,800			

④ 固定接手		3,100	
--------	---	-------	--

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	PAR-EDI	PAR-SDI	PAR-MDI
新商品コード	105010882	105010855	105010883
旧商品コード	5010882	5010855	5010883

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。



ツインパワータービン p	品 目	新品目コード	旧品目コード
	P A R - E X D I	107050716	7050716
	P A R - X D I	107050717	7050717
	P A R - M X D I	107050718	7050718
	P A R - E X - O D I	107050622	7050622
	P A R - X - O D I	107050623	7050623
	P A R - M X - O D I	107050624	7050624
部 品 名	写 真	価 格	備 考
① 分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せず に使用し、価格合計より 減額 致します。
② カプセルカートリッジ		36,800	
③ プッシュキャップ		12,000	
標準修理価格合計 ￥53,800			

④ ボディケースC		3,800	
⑤ 固定接手		3,100	

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	PAR-EXDI	PAR-MXDI	PAR-XDI
新商品コード	105010822	105010883	105010884
旧商品コード	5010882	5010883	5010884

*カプセルカートリッジはライト付き、ライト無しとも共通です。



ツインパワータービン p Xウルトラ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		PAR-U E X-O D I	107050722	7050722
		PAR-U M X-O D I	107050720	7050720
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せず に使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジ		36,800	
③	プッシュキャップ		12,000	
標準修理価格合計 ￥53,800				

④	ボディケースC	—	3,800	
⑤	固定接手	—	3,100	

*②カートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カートリッジ	PAR-UEX-ODI	PAR-UMX-ODI
新商品コード	105011151	105011152
旧商品コード	5011151	5011152



ツインパワータービ s Xウルトラ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		SAR-U E X-OD I	107050723	7050723
		SAR-UMX-OD I	107050721	7050721
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せず に使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジ		36,800	
③	ヘッドキャップ		7,300	
標準修理価格合計 ￥49,100				

④	ボディケースC	—	3,800	
⑤	固定接手	—	3,100	

*②カートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カートリッジ	SAR-UEX-ODI	SAR-UMX-ODI
新商品コード	105011156	105011157
旧商品コード	5011156	5011157



ツインパワータービン p X 4 H	品 目		新品目コード	旧品目コード
	P A R - 4 H X - O	KV	107050616	7050616
		SR	107050618	7050618
		WH	107050619	7050619
		NK	107050617	7050617
		YS	107050637	7050637
	P A R - 4 H E X - O	KV	107050612	7050612
		SR	107050614	7050614
		WH	107050613	7050613
		NK	107050604	7050604
		YS	107050636	7050636
		OT	107050725	7050725
		OF	107050724	7050724
	P A R - 4 H M X - O	KV	107050626	7050626
		SR	107050629	7050629
		WH	107050628	7050628
		NK	107050627	7050627
		YS	107050638	7050638

	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カプセルカートリッジ		36,800	
③	プッシュキャップ		12,000	
標準修理価格合計 ￥53,800				

④	ボディケースC		3,800	
⑤	固定接手		12,500	

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カプセルカートリッジ	PAR-4HX-O	PAR-4HX-O	PAR-4HMX-C
新商品コード	105010863	105010862	105010872
旧商品コード	5010863	5010862	5010872



ツインパワー p X 4 H ウルトラ		品 目		新品目コード	旧品目コード
		P A R - 4 H U E X - O	KV	107050644	7050644
			SR	107050733	7050733
			WH	107050732	7050732
			NK	107050731	7050731
			YS	107050734	7050734
			OT	107050736	7050736
			OF	107050737	7050737
部 品 名	写 真		価 格	備 考	
① 分解・調整料			5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カートリッジ			36,800		
③ プッシュキャップ			12,000		
標準修理価格合計 ￥53,800					


④ ボディケースC		3,800	
⑤ 固定接手		12,500	

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カートリッジ	PAR-4HUEX-O
新商品コード	105011147
旧商品コード	5011147



ツインパワー p X 4 H ウルトラ		品 目		新品目コード	旧品目コード
		P A R - 4 H U M X - O	KV	107050730	7050730
			SR	107050647	7050647
			WH	107050646	7050646
			NK	107050645	7050645
			YS	107050728	7050728
			OT	107050726	7050726
			OF	107050729	7050729
部 品 名	写 真		価 格	備 考	
① 分解・調整料			5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。	
② カートリッジ			36,800		
③ プッシュキャップ			12,000		
標準修理価格合計 ￥53,800					

④ ボディケースC		3,800	
⑤ 固定接手		12,500	

*②のカプセルカートリッジは、単独で部品としても販売しております。

カートリッジ	PAR-4HUMX-O
新商品コード	105011148
旧商品コード	5011148



T Rモーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		T R - 2	107090010	7090010
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		6,900	*左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カーボン一式		13,800	
③	ボールベアリング		4,000	
④	ローター		20,000	
⑤	クラッチ		485	
⑥	ブラケット締付ネジ		970	
標準修理価格合計 ￥46,155				

⑩	接続筒		23,000	
---	-----	---	--------	--



T Rモーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		T R - 2 N	107090020	7090020
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		6,900	*左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カーボン一式		13,800	
③	ボールベアリング		4,000	
④	ローター		20,000	
⑤	クラッチ		485	
⑥	ブラケット締付ネジ		970	
標準修理価格合計 ￥46,155				

⑩	アダプター		8,200	
---	-------	---	-------	--



T Rモーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		T R - 5	107090070	7090070
		T R - 5 N	107090080	7090080
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		9,800	*左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カーボン一式		18,700	
③	ボールベアリング		4,300	
④	Oリング一式		1,340	
⑤	ローター		27,100	
⑥	テンションリング		4,820	
⑦	ブラケット締付ネジ		970	
標準修理価格合計 ￥67,030				

⑧	接続筒		30,000	
---	-----	---	--------	--



T Rモーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		T R - 5 - 0 2 N	107090090	7090090
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		10,900	*左記②～⑨の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カーボン一式		18,700	
③	ボールベアリング		4,300	
④	Oリング一式		1,340	
⑤	ローター		27,100	
⑥	テンションリング		4,820	
⑦	セグメント		3,600	
⑧	ランプ		4,380	
⑨	ブラケット締付ネジ		970	
標準修理価格合計 ￥76,110				

⑩ リング接点		7,800		
⑪ 接続筒		25,000		
⑫ ランプホルダー		5,160		

*⑦セグメント、⑧ランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
セグメント	105071960	5071960
ランプ	105011570	5011570



T Rモーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		T R - 8	107090120	7090120
		T R - 8 1	107090140	7090140
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		9,800	*左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カーボン一式		18,700	
③	ボールベアリング		4,300	
④	Oリング一式		1,340	
⑤	ローター		27,100	
⑥	テンションリング		4,820	
⑦	ブラケット締付ネジ		970	
標準修理価格合計 ￥67,030				

⑧	接続筒		25,000	
⑨	TR-8フレームカバー TR-81フレームカバー		6,000 9,400	



T Rモーター		品 目		新品目コード	旧品目コード
		T R - 8 - O		107090130	7090130
		T R - 8 1 - O		107090150	7090150
	部 品 名	写 真		価 格	備 考
①	分解・調整料			10,900	*左記②～⑨の部品で使用可能な場合は交換せず に使用し、価格合計より 減額致します。
②	カーボン一式			18,700	
③	ボールベアリング			4,300	
④	Oリング一式			1,340	
⑤	ローター			27,100	
⑥	テンションリング			4,820	
⑦	セグメント			3,600	
⑧	ランプ			4,380	
⑨	ブラケット締付ネジ			970	
標準修理価格合計 ￥76,110					

⑩	リング接点		7,800	
⑪	接続筒		25,000	
⑫	ランプホルダー		5,160	
⑬	TR-8-Oフレームカバー TR-81-Oフレームカバー		6,000 8,380	

*⑦セグメント、⑧ランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
セグメント	105071960	5071960
ランプ	105011570	5011570



T Rモーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		T R - 9 1	107090170	7090170
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		9,800	*左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング		4,300	
③	コイルモールド		22,800	
④	Oリング一式		1,860	
⑤	テンションリング		4,820	
標準修理価格合計 ￥43,580				

⑥	ローター		16,300	
⑦	接続筒		25,800	
⑧	フレームカバー		8,380	



T R モーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		T R - 9 1 - O	107090180	7090180
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		10,900	*左記②～⑦の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング		4,300	
③	コイルモールド		22,800	
④	Oリング一式		1,860	
⑤	テンションリング		4,820	
⑥	セグメント		3,600	
⑦	ランプ		4,380	
標準修理価格合計 ￥52,660				

⑧	ローター		16,300	
⑨	リング接点		7,800	
⑩	接続筒		25,000	
⑪	ランプホルダー		5,160	
⑫	フレームカバー		8,380	

*⑥セグメント、⑦ランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
セグメント	105071960	5071960
ランプ	105011570	5011570



T Rモーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		T R - 9 1 - O - L D	107090182	7090182
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		10,900	*左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング		4,300	
③	コイルモールド		22,800	
④	Oリング一式		1,860	
⑤	テンションリング		4,820	
⑥	セグメント(LED)		3,710	
標準修理価格合計 ￥48,390				

⑦	ローター		16,300	
⑧	リング接点		7,800	
⑨	接続筒		25,000	
⑩	LEDランプ		12,400	

*⑥セグメント、⑩ランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
セグメント(LED)	105072101	5072101
ランプ	105011575	5011575



T Rモーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		T R - S S - O - L D	107090220	7090220
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		10,900	*左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	Oリング式		1,860	
③	ペアリングF/R		4,300	
④	コイルガイド		8,700	
⑤	ソケットホルダー		2,700	
標準修理価格合計 ￥28,460				

⑥	コアケース		8,300	
⑦	ローター		16,300	
⑧	LEDランプ		12,400	

*⑧LEDランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
LEDランプ	105011575	5011575



T Rモーター		品 目	新品目コード	旧品目コード
		T R - S S - R - O - L D	107090230	7090230
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		10,900	*左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	Oリング式		1,860	
③	ベアリング F / R		4,300	
④	コイルガイド		8,700	
⑤	ソケットホルダー		2,700	
⑥	接続ピンホルダー		4,600	
標準修理価格合計 ￥33,060				


⑦	コアケース		8,300	
⑧	ローター		16,300	
⑨	LEDランプ		12,400	

*⑨LEDランプは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
LEDランプ	105011575	5011575



スリーウェイシリンジ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		WS - 1 1	107110040	7110040
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		7,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	バルブボディー		27,000	
③	ノズル		13,600	
標準修理価格合計 ￥47,600				

④	ノズルベース		11,000	
⑤	ヘッド（頭部）		12,320	
⑥	握りパイプ		28,000	

*③ノズルは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ノズル	105130310	5130310




スリーウェイシリンジ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		WS-12	107110050	7110050
		WS-12N	107110052	7110052
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		7,000	*左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ノズル		22,700	
標準修理価格合計 ￥29,700				

③	ヘッド（頭部）		14,000	
④	握りパイプ		9,000	

*②ノズルは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ノズル	105130380	5130380



スリーウェイシリンジ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		WS-10-O	107110060	7110060
		WS-10-ON	107110062	7110062
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		9,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	バルブボディー		26,600	
③	ランプ		4,380	
標準修理価格合計 ￥39,980				

④	ノズル		40,200	
⑤	ヘッド（頭部）		53,600	
⑥	握りパイプ		9,510	

*③ランプ、④ノズルは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ランプ	105011570	5011570
ノズル	105131420	5131420



スリーウェイシリンジ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		WS-10-O-LD	107110064	7110064
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		9,000	*左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	バルブボディー		26,600	
標準修理価格合計 ￥35,600				

③	LEDランプ		12,400	
④	ノズル		40,200	
⑤	ヘッド（頭部）		53,600	
⑥	握りパイプ		9,510	

*③ランプ、④ノズルは単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
LEDランプ	105011575	5011575
ノズル	105131420	5131420



(写真はWS-97)

スリーウェイシリンジ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		WS-97	106721564	6721564
		WS-201	106721565	6721565
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		8,800	*左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ノズル (ワンタッチ式)		11,300	
③	水用作動棒		1,440	
④	エアー用作動棒		1,440	
⑤	バルブケース		2,470	
標準修理価格合計 ￥25,450				

⑥	ホルダー Bセット		7,500	
⑦	グリップ		3,200	

*②のノズルは、単独で部品としても販売しております。

部品名	新商品コード	旧商品コード
ノズル	105141101	5141101



トルクテック ストレート		品 目	新品目コード	旧品目コード
		S T - D H	107070200	7070200
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		7,100	*左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ローター軸		19,100	
標準修理価格合計 ￥26,200				




クイックストレート		品 目	新品目コード	旧品目コード
		S T - 1 3 T	106720075	6720075
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		7,100	*左記②～⑥の部品で使用可能な場合は交換せず に使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールペアリング× 3		4,500	
③	シャフトセット		8,000	
④	キャップセット		6,300	
⑤	ロッキングシースセット		6,400	
⑥	防塵軸		2,000	
標準修理価格合計 ￥ 34,300				



クイックストレート		品 目	新品目コード	旧品目コード
		S T - 2 1 U	106721670	6721670
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		7,100	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せず に使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング×2		4,000	
③	シャフトセット		14,000	
④	キャップセット		6,300	
標準修理価格合計 ¥ 31,400				

⑤	注水パイプ	—	1,200	
⑥	ボディ		6,600	
⑦	ロックグシースセット		6,900	



ストレートハンドピース		品 目	新品目コード	旧品目コード
		T R - M S T	106720020	6720020
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		7,100	*左記②～⑤の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング× 3		4,500	
③	シャフトセット		8,000	
④	ボディ		6,600	
⑤	防塵軸		2,000	
標準修理価格合計 ￥ 28,200				

⑥	ロッキングシース		6,400	
---	----------	---	-------	--



トルクデック 等速コントラ (ライト付き)		品 目	新品目コード	旧品目コード
		CA-DC	107070300	7070300
		CA-DC-O	107070310	7070310
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		8,900	*左記②、④の部品で使用 可能な場合は交換せず に使用し、価格合計より 減額致します。
②	プッシュキャップ		3,300	
③	カプセル一式		20,100	
④	フロント軸 ASSY		6,000	
標準修理価格合計 ￥38,300				



トルクデック 5倍速コントラ ライト付き		品 目	新品目コード	旧品目コード
		C A - 5 1 F - O	107070320	7070320
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		10,300	*左記②、④の部品で使用 可能な場合は交換せず に使用し、価格合計より 減額致します。
②	キャップ		5,000	
③	カプセル一式		20,000	
④	フロント軸 ASSY		12,000	
標準修理価格合計 ￥47,300				



トルクテック 1/10減速コントラ (ライト付き)		品 目	新品目コード	旧品目コード
		CA-10RC	107070331	7070331
		CA-10RC-O	107070332	7070332
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		11,400	*左記②、④の部品で使用 可能な場合は交換せず に使用し、価格合計より 減額致します。
②	プッシュキャップ		4,600	
③	ローター軸		15,100	
④	フロント軸		16,200	
標準修理価格合計 ￥47,300				



トルクテック プロフィーコントラ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		C A - 4 R - P P	—	—
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		11,400	*左記②、④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ヘッドキャップ		2,600	
③	ローター軸一式		7,800	
④	フロント軸		10,200	
標準修理価格合計 ￥32,000				



トルクテック 上下動コントラ		品 目	新品目コード	旧品目コード
		C A - 4 R - O - P F	—	—
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		11,400	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	キャップ		2,600	
③	上下軸一式		7,800	
④	フロント軸		16,200	
標準修理価格合計 ￥38,000				



トルクテック 1/10減速コントラ (根管長測定対応機能付き)		品 目	新品目コード	旧品目コード
		CA-10RC-ENDO	107070330	7070330
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		12,400	*左記②～⑨の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	キャップ		5,900	
③	ローターフロント軸受け /ヘッド成形品		10,300	
④	ローター軸 /リヤ軸受け		7,800	
⑤	エルボ		2,200	
⑥	ボディー		3,400	
⑦	内部接触子		9,200	
⑧	接点ホルダー A		6,100	
⑨	接点ホルダー B		6,500	
標準修理価格合計 ￥63,800				



クイックコントラヘッド		品 目	新品目コード	旧品目コード
		Q L - 2 3 B	106720200	6720200
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジ		14,800	
③	ギヤシャフトセット		8,300	
④	バーラッチ		1,100	
標準修理価格合計 ￥29,200				


⑤ ヘッドセット		9,000	
----------	---	-------	--



クイックコントラシャंक		品 目	新品目コード		旧品目コード
		T S - 1 1 2	106721503		6721503
	部 品 名	写 真	価 格	備 考	
①	分解・調整料		5,000		
標準修理価格合計 ￥5,000					

② クラッチシャフトセット		8,000	
---------------	---	-------	--



クイックコントラセット		品 目	新品目コード	旧品目コード
		Q L - 2 3 B ・ T S - 1 1 2	106720201	6720201
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		9,600	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジ		14,800	
③	ギヤシャフトセット		8,300	
④	バーラッチ		1,100	
標準修理価格合計 ¥ 33,800				

⑤	ヘッドセット		9,000	
⑥	クラッチシャフトセット		8,000	




クイックコントラヘッド		品 目	新品目コード	旧品目コード
		Q L - 2 6 B	106721650	6721650
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	*左記②、③の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジセット		14,800	
③	プッシュボタンセット		5,800	
標準修理価格合計 ￥25,600				

④ ギヤシャフトセット		8,300	
⑤ ヘッド		12,000	




クイックコントラシャंक		品 目	新品目コード	旧品目コード
		U S - 1 2 1	106721660	6721660
		U S - 1 2 1 L	106721680	6721680
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	*左記②の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	ボールベアリング×2		4,000	
標準修理価格合計 ￥9,000				

③ 噴霧ブロックセット		12,000	
④ クラッチシャフトセット		12,000	
⑤ ボディ		6,000	
⑥ 光ファイバー		7,700	



クイックコントラセット		品 目	新品目コード	旧品目コード
		Q L - 2 6 B ・ U S - 1 2 1	106721651	6721651
		Q L - 2 6 B ・ U S - 1 2 1 L	106721652	6721652
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		9,600	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジセット		14,800	
③	プッシュボタンセット		5,800	
④	ボールベアリング×2		4,000	
標準修理価格合計 ￥34,200				

⑤	ギヤシャフトセット		8,300	
⑥	ヘッド		12,000	
⑦	噴霧ブロックセット		12,000	
⑧	クラッチシャフトセット		12,000	
⑨	ボディ		6,600	
⑩	光ファイバー		7,700	



コントラアングル		品 目	新品目コード	旧品目コード
		T L - 2 2 B	106720130	6720130
	部 品 名	写 真	価 格	備 考
①	分解・調整料		5,000	*左記②～④の部品で使用可能な場合は交換せずに使用し、価格合計より減額致します。
②	カートリッジ		14,800	
③	ギヤシャフトセット		8,300	
④	バーラッチ		1,100	
標準修理価格合計 ￥29,200				

⑤	クラッチシャフト		8,000	
⑥	ボディセット		6,600	

MEMO

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dashed lines.

MEMO

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dashed lines.

株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL 06-6380-2525

東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL 03-3834-6161

株式会社モリタ製作所

本社工場 京都府京都市伏見区東浜南町680 〒612-8533 TEL 075-611-2141

久御山工場 京都府久世郡久御山町市田新珠城190 〒613-0022 TEL 0774-43-7594

鳥取工場 鳥取県倉吉市谷608 〒682-0954 TEL 0858-24-0005

株式会社モリタ東京製作所

本社工場 埼玉県北足立郡伊奈町小室7129 〒362-0806 TEL 048-723-2621

株式会社ジェイエムエンジニアリング

本社 京都府久世郡久御山町林高黒2-13 〒613-0033 TEL 0774-41-2905